

# 「秤量をもっと、短時間に!快適に!」

島津オートドア搭載電子天びんが、これまでのご不便・ストレスを解消します!

「値が安定せず、秤量に時間がかかって大変!」

イオナイザ(標準搭載)と可動式風防内部プレートが安定した秤量を実現します。

「毎回ドアを開け閉めするのが面倒!」  
「サンプルやスパチュラを持ったまま秤量したい」

自動学習機能搭載のスマートオートドアは、開閉するガラス扉の設定や開閉範囲を自由に設定可能です。

「なるべく天びん本体に触れず秤量したい」

タッチレスセンサに手をかざすだけでガラス扉の開閉が可能に。感染症対策や有害物質の取扱いに役立ちます。



## AP W-AD Series

価格 **59**万円~

高速応答、高安定性を実現  
オートドアでより快適な  
ひょう量作業が可能に

- 01 スマートオートドア™による作業性の向上
- 02 タッチレスセンサによる衛生的な計量作業
- 03 イオナイザ、可動式風防内部プレートで安定した信頼性の高い計量を実現

W-ADシリーズを動画で紹介

天びん AP

検索



製品詳細は裏面をご確認ください

## スマートオートドアによる作業性の向上

サンプルやスパチュラを手を持ったまま作業が可能で、測定時間を短縮。

### 自動学習機能搭載

開閉するガラス扉の設定や開閉範囲を自由に設定可能

### 自由に選べる3つの開閉方法

- 1 左右の赤外線センサでタッチレス開閉
- 2 左右のボタンで開閉
- 3 手動トリガ機能で開閉



## タッチレスセンサによる衛生的な計量作業

本体に触れずに操作が可能。感染対策や有害物質の取扱いに役立ちます。

### マルチファンクションモードの搭載

左右の赤外線センサに手をかざす時間によって計4種類の機能を登録することができます。

#### 【登録できる機能】

キー名称	機能
Δ V	ドア開閉
	計量値出力
→ 0/T ←	風袋引き
	イオン照射



両タッチレス(長かざし)で機能設定状態を確認

## 可動式風防内部プレートによる安定性の向上

ひょう量室は体積が小さいほど対流の影響を抑えることができます。片手で簡単に高さ調節ができ、最適な環境で安定したひょう量作業が可能です。

※最小表示0.01 mg機種のみ搭載

片手で簡単に高さ調節可能



5 mm単位で高さ調節が可能。使用する容器や試料に応じて高さを調節し、ひょう量室内を最適な状態にします。

## イオナイザSTABLO™-APを標準搭載

無風タイプの内蔵イオナイザで、サンプルや容器等の静電気を素早く除去。これまで以上に信頼性の高い計量を実現します。

こんな時はイオナイザが役に立ちます

薬包紙が帯電し  
数値が不安定



粉体サンプルが  
帯電し数値が  
ふらつく



標準  
装備

イオナイザ  
STABLO-AP

## AP W-AD Series (スマートオートドア・タッチレスセンサ・イオナイザ標準装備)

形名	AP225W-AD	AP135W-AD	AP225WD-AD	AP125WD-AD	AP324W-AD	AP224W-AD
P/N	S321-76000-13	S321-76000-10	S321-76000-12	S321-76000-11	S321-76000-03	S321-76000-02
価格	¥1,210,000	¥770,000	¥730,000	¥640,000	¥620,000	¥590,000
ひょう量	220 g	135 g	220 g / 102 g	120 g / 52 g	320 g	220 g
最小表示	0.01 mg		0.1 mg / 0.01 mg		0.1 mg	

スマートオートドアおよびSTABLOは、株式会社島津製作所またはその関係会社の日本およびその他の国における商標です。

本文中に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。

なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。

本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。

治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。

トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。

外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

製品情報



価格お問合せ



# 株式会社 島津製作所

## 分析計測事業部

東京支社 天びん営業課 TEL (03) 3219-5705

[担当地域 北海道・東北・関東・甲信越・静岡県]

関西支社 天びん営業課 TEL (06) 6373-6662

[担当地域 北陸・東海(※)・近畿・中国・四国・九州・沖縄]

※静岡県は東京の天びん営業課の担当です。

販売元

島津 ダイアグノスティクス 株式会社

URL : <https://corp.sdc.shimadzu.co.jp/>

カスタマーサポート ☎ 03(5846)5707