

分析天びん × イオナイザー
AP series × STABLO-AP
Set Campaign

2027年
3/31
まで!

新型分析天びん
APシリーズ

計量作業のスピードアップ、
安定した計量を行いたいお客様へ



24.7万円~

静電気除去機/イオナイザー
STABLO-AP

静電気でお困りのお客様へ



9.5万円



イオナイザーの内蔵が可能!!


APシリーズ × STABLO-AP

帯電した試料を精度よく計量したいお客様へ



**セット購入の場合
特別価格でご提供**

分析天びんAPシリーズは、イオナイザSTABLO-APを
内蔵できる機能を搭載しています(AP-Y除く)。
ワンボタンでイオン照射をおこない、帯電した試料、
容器を除電し再現性の高い計量がおこなえます。



APシリーズをご使用中のお客様の
ユーザーインタビューを掲載中!!
是非ご覧ください



A bridge
with our customers

APex/AP series

APex seriesは薬局方における最小計量値が従来製品の20mgから13mgに向上しました

形名	Wex シリーズ			
	AP225W ex S321-74100-13	AP135W ex S321-74100-10	AP225WD ex S321-74100-12	AP125WD ex S321-74100-11
価格	¥1,090,000	¥768,000	¥729,000	¥626,000
ひょう量	220 g	135 g	220 g / 102 g	120 g / 52 g
最小表示	0.01 mg		0.1 mg / 0.01 mg	
感度調整用分銅	内蔵※1			
内蔵分銅調整精度※2	±0.08mg (200g) ±0.06mg (100g)	±0.06mg (120g)	±0.15mg (200g) / ±0.08mg (100g)	±0.15mg (100g) / ±0.06mg (50g)
感度調整用外部分銅範囲 (推奨分銅値)	95~220.00090 g (200 g)	45~135.00090 g (100 g)	95~220.00090 g (200 g)	45~120.00090 g (100 g)
繰り返し性 (ひょう量負荷時)※3	0.03 mg	0.02 mg	0.1 mg / 0.02 mg	
繰り返し性(低荷重時)※3※4	0.0065 mg (約5 % 荷重)			
最小計量値※3※4	13 mg			
直線性※3	±0.1 mg		±0.2 mg / ±0.1 mg	±0.2 mg / ±0.05 mg

形名 P/N	Wシリーズ							Xシリーズ		
	AP225W S321-74000-18	AP135W S321-74000-15	AP225WD S321-74000-17	AP125WD S321-74000-16	AP324W S321-74000-03	AP224W S321-74000-02	AP124W S321-74000-01	AP324X S321-74000-06	AP224X S321-74000-05	AP124X S321-74000-04
価格	¥959,000	¥570,000	¥541,000	¥464,000	¥399,000	¥357,000	¥316,000	¥330,000	¥274,000	¥247,000
ひょう量	220g	135g	220g / 102g	120g / 52g	320g	220g	120g	320g	220g	120g
最小表示	0.01mg		0.1mg / 0.01mg		0.1mg		0.1mg			
感度調整用分銅	内蔵※1									
内蔵分銅調整精度※2	±0.15mg (200g) ±0.12mg (100g)	±0.12mg (120g)	±0.20mg (200g) / ±0.12mg (100g)	±0.20mg (100g) / ±0.08mg (50g)	±0.30mg (300g)	±0.20mg (200g)	±0.20mg (100g)	±0.30mg (300g)	±0.20mg (200g)	±0.20mg (100g)
感度調整用外部分銅範囲 (推奨分銅値)	95～220.00090g (200g)	45～135.00090g (100g)	95～220.00090g (200g)	45～120.00090g (100g)	95～320.0090g (300g)	95～220.0090g (200g)	45～120.0090g (100g)	95～320.0090g (300g)	95～220.0090g (200g)	45～120.0090g (100g)
繰り返し性 (ひょう量負荷時)※3	0.015mg (～20g) 0.03mg (～100g) 0.05mg (～220g)	0.05mg	0.1mg / 0.05mg	0.1mg / 0.02mg	0.15mg	0.1mg		0.15mg	0.1mg	
繰り返し性(低荷重時)※3※4	0.01mg (約5%荷重)				0.1mg (約5%荷重)			0.1mg (約5%荷重)		
最小計量値※3※4	20mg				200mg			200mg		
直線性※3	±0.1mg		±0.2mg / ±0.1mg	±0.2mg / ±0.05mg	±0.3mg	±0.2mg		±0.3mg	±0.2mg	

STABLO-AP

こんなときに活躍します！

確実な除電能力

イオンバランスの良いAC方式を採用

- 逆帯電することがありません
- 広範囲を除電可能
- 長期間、安定した性能

無風で高速除電



静電気でアンプルにサンプルがなかなか入らない！



アンプルの入り口や側面に付着して
扱いづらい。



STABLO-APでアンプルを除電。



数秒で除電完了。作業効率もアップ。

ゴム手袋にラップフィルムがくっつく！



ゴム手袋にラップフィルムが
まとわりついて作業しづらい。



STABLO-APをスタンドに取付け、
手袋を除電する。



およそ10秒ほどで除電され、
くっつくことがなくなった。

P/N	品名	価格
S321-73700-01	STABLO-AP 本体(スタンド付き)	¥94,800

STABLO-AP Ar,N2,DRY AIR


※Ar,N2,DRYモデルはキャンペーン対象外です

使用環境の条件や特徴、使用例
などはHPをご確認ください。

グローブボックス内の静電気にお悩みのお客様へ
不活性ガス環境で使える専用モデルを新たにラインナップ。

STABLO-AP Ar(アルゴンガス環境専用)
STABLO-AP N2(窒素ガス環境専用)
STABLO-AP DRY AIR(ドライエア環境専用)

STABLO-AP Ar	STABLO-AP N2	STABLO-AP DRY AIR
¥150,000	¥150,000	¥150,000



株式会社 島津製作所

URL : <https://www.an.shimadzu.co.jp/balance/>

販売元

島津ダイアグノスティクス 株式会社

お問い合わせ先: カスタマーサポート担当

TEL: 03(5846) 5707

E-mail: support@sdsc.shimadzu.co.jp

URL : <https://corp.sdsc.shimadzu.co.jp/>

ご注文・お問合せは...