

島津グループの顕微鏡シリーズ

HDMIモニタ上部搭載で省スペース

デジタルシステムは計測機能付き画像処理ソフト標準装備

安心の検査・サポート体制

生物顕微鏡 BA410E

希望納入価格： 659,000円 (税抜)

カメラ付き希望納入価格：1,030,000円 (税抜)



カメラ付きモデル
BA410E-4000XBMH

生物顕微鏡最上位モデル

- 粗動ハンドルストッパーを搭載しワンタッチでピント調整
- UC PLANレンズ採用で、クリアな視界を確保
- 自動調光機能つき高輝度50W照明を搭載

BA410Eの基本仕様

総合倍率：40～1000×	集光器：はねのけコンデンサ
接眼レンズ：N-WF10×／22mm 視度調整可能	照明装置：ハロゲン50W ケラー照明、自動調光機能
対物レンズ：UC PLAN 4×, 10×, S40×, S100×-oil	大きさ・重さ：約W240×D530×H434mm 約11kg
ステージ：XYステージ175×145mm	電源：AC100-240V 50/60Hz

生物顕微鏡 Panthera C2

希望納入価格： 230,000円 (税抜)

カメラ付き希望納入価格： 601,000円 (税抜)



カメラ付きモデル
Panthera C2-4000XBMH

広視野を実現した高コストパフォーマンスモデル

- 3W/LEDと30W/ハロゲンが交換可能な照明機構
- 対物レンズは、UC PLANアクロマートレンズを採用
- 広視野22mmの接眼レンズを搭載

Panthera C2の基本仕様

総合倍率：40～1000×	集光器：アッペ式
接眼レンズ：UC-WF10×／22mm 視度調整可能	照明装置：ケラー照明 LED 6V/3W ハロゲン6V/30W 自動調光機能
対物レンズ：UC PLAN 4×, 10×, S40×, S100×-oil	大きさ・重さ：W218×D400×H400mm 約8.4kg
ステージ：ラックレスメカニカルステージ	電源：AC100-240V 50/60Hz

生物顕微鏡 Panthera E2

希望納入価格：180,000円（税抜）
カメラ付き希望納入価格：551,000円（税抜）



カメラ付きモデル
Panthera E2-4000XBMH

UC PLAN対物レンズを採用したコンパクトモデル

- LEDクリティカル照明を搭載
- 操作性の良いラックレスステージを採用

Panthera E2の基本仕様

総 合 倍 率	：40～1000×	集 光 器	：アッペ式
接 眼 レ ン ズ	：UC-WF10×／20mm, 視度調整可能	照 明 装 置	：クリティカル照明 LED 6V/1W
対 物 レ ン ズ	：UC PLAN 4×, 10×, S40×, S100×-oil	大 き さ ・ 重 さ	：W218×D400×H400mm 約7.5 kg
ス テ ー ジ	：ラックレスメカニカル ステージ	電 源	：AC100-240V 50/60Hz

倒立顕微鏡 AE2000

双眼希望納入価格：460,000円（税抜）
三眼希望納入価格：525,000円（税抜）



無限遠光学系を採用し、優れた光学性を実現

- LED照明・自動ON/OFF機能を採用。環境負荷を低減
- 付属の位相差スライドと対物レンズにより、位相差観察が可能

AE2000の基本仕様（双眼、三眼共通）

総 合 倍 率	：40～200×	接 眼 レ ン ズ	：N-WF10×／20 mm, 2個1対 視度調整可能	照 明 装 置	：クリティカル照明方式 連続調光式 3W LED 光量インジケータ・自動 ON・OFF機能つき
対 物 レ ン ズ	：プランアクロマート フェーズ 4×, 10×, 20×	大 き さ ・ 重 さ	：W217.5×D556×H492 mm 約11 kg	ス テ ー ジ	：角形固定式、中座交換 方式
電 源	：AC100-240 V 50/60Hz (ACアダプタ)				

■オプション

ノンカバー（NCG）対物レンズ



40倍：希望納入価格：48,000円（税抜）
100倍：希望納入価格：58,000円（税抜）

カバーガラスなし標本の観察に最適

- 細菌標本・血液標本など、カバーガラスを使用しない標本を観察する際に適した対物レンズ
- 40倍・100倍の2種類をラインナップ

販売元

島津ダイアグノスティクス 株式会社

お問い合わせ先：カスタマーサポート 担当

TEL：03 (5846) 5707 E-mail：support@sdsc.shimadzu.co.jp

URL：https://corp.sdsc.shimadzu.co.jp/

臨床診断薬分野 医療関係者向けサイト

https://clinical-diagnostics.biz.sdsc.shimadzu.co.jp/



■お問合せ、お見積のご依頼