

島津グループの実体顕微鏡

HDMIモニタ上部搭載で省スペース

デジタルシステムは計測機能付き画像処理ソフト標準装備

安心の検査・サポート体制

実体顕微鏡 STZ-171-TLED

希望納入価格：213,000円（税抜）

カメラ付き希望納入価格：584,000円（税抜）

カメラ付きモデル
STZ-171-TLED-4000XBMH

実体顕微鏡最上位モデル

- 広視野23mmの接眼レンズを搭載
- 総合倍率 7.5～50倍
- 広い作業スペースを確保

STZ-171-TLEDの基本仕様

総合倍率：7.5～50×（ズーム式）	作動距離：110mm
接眼レンズ：WF10×／23mm	照明装置：LED 落射/透過
対物レンズ：0.75×～5×（鏡筒内ズーム式） ズーム比 1：6.7	大きさ・重さ：約W225×D340×H390mm 約5.5kg
ステージ：白黒丸形ステージ 大きさ：φ95mm	電源：AC100-240V 50/60Hz （ACアダプタ）

実体顕微鏡 STZ-161-TLED

希望納入価格：158,000円（税抜）

カメラ付き希望納入価格：529,800円（税抜）

カメラ付きモデル
STZ-161-TLED-4000XBMH

落射/LED照明つきのリーズナブルなモデル

- 広視野20mmの接眼レンズを搭載
- 総合倍率 7.5～45倍
- 110mmの広い観察作動距離を確保

STZ-161-TLEDの基本仕様

総合倍率：7.5～45×（ズーム式）	作動距離：110mm
接眼レンズ：WF10×／20mm	照明装置：LED 落射/透過
対物レンズ：0.75×～4.5×（鏡筒内ズーム式） ズーム比 1：6	大きさ・重さ：約W170×D310×H400mm 約3.9kg
ステージ：白黒丸形ステージ 大きさ：φ80mm	電源：AC100-240V 50/60Hz （ACアダプタ）

実体顕微鏡 STZ-105T

希望納入価格：113,000円（税抜）



仕様例
STZ-105T+Moticam S1

大型筐体を採用したモデル

- 3種類の充電式LED照明を搭載
- CSマウントアダプタ付き（デジタルカメラ取り付け可能）

STZ-105Tの基本仕様

総合倍率：10～30×（ズーム式）	作動距離：68mm
接眼レンズ：WF10×／20mm	照明装置：LED 落射（斜め/上方）透過
対物レンズ：1～3× ズーム式	大きさ・重さ：W190×D300×H280mm 約3.6 kg
ステージ：白黒丸形ステージφ80mm 透過ガラスステージ	電源：ACアダプタ又はUSB給電 充電式（充電電池3本）

実体顕微鏡 STC-102

希望納入価格：58,000円（税抜）



変倍切替式モデル

- 3種類の充電式LED照明を搭載
- 変倍式の低価格モデル

STC-102の基本仕様

総合倍率：20×・40×（変倍式）	作動距離：68mm
接眼レンズ：WF10×／20mm	照明装置：LED 落射（斜め/上方）透過
対物レンズ：2× 4× 変倍式	大きさ・重さ：W190×D300×H280mm 約3.6 kg
ステージ：白黒丸形ステージφ80mm 透過ガラスステージ	電源：ACアダプタ又はUSB給電 充電式（充電電池3本）

■オプション

高輝度LED光源装置

（価格と納期についてはお問い合わせください）



高輝度LED光源装置
PS-LED2+LED-BOX-6570
及びライトガイド2B

高寿命・低発熱・低消費電力を実現

- ハロゲン光源比50倍以上の40,000時間の長寿命
- 1,800,000lux 以上の明るさを確保
- 小型・軽量で、電源・光源部別置きが可能なセパレートタイプ

顕微鏡の総合カタログは
こちらからご確認いただけます。




販売元 島津ダイアグノスティクス 株式会社

お問い合わせ：カスタマーサポート担当 TEL:03(5846)5707
E-mail:support@sdcs.shimadzu.co.jp

■お問合せ、お見積のご依頼

食品・環境検査の情報Webサイト



皆様の会員登録を
お待ちしております



<https://industrial-diagnostics.biz.sdc.shimadzu.co.jp/>