

食物アレルギー検出キット

FAテスト イムノクロマト-くるみ

食の安全と安心を力強くサポート


簡易型迅速検出キット

製造工程における意図しない混入を防止するために、
製造器具器材の洗浄性を日常的に確認することが重要です
操作性の良いテストプレートで **見やすく 使いやすく**

20分

特長

- 優れた感度**
 最小検出感度は、食品中の濃度で数 $\mu\text{g/g}$ 、エライザ(FAテスト EIA-くるみ)との相関性も良好です。
 加工食品に対しても好感度に反応します。
- 短時間で簡単な検査方法**
 検査方法は、調製後の試料溶液をテストプレートに滴下するだけ。結果判定は**20分**、目視判定です。
- 加熱・加工の有無によらず、幅広い食品に適用**
 原材料から加工食品まで、加熱・加工等の有無によらず幅広い食品に適用できます。



操作性の良いテストプレート

- 見やすく判定しやすい
- 滴下しやすい
- 持ちやすい
- 保管性の良い個包装

製品仕様

- 検出感度：10 ng/mL**
 (食品中のくるみタンパク質量として2 $\mu\text{g/g}$)
- 特異性：くるみ全般、加熱くるみに反応**
 ※松の実に弱く反応する場合あり
- 包装：10テスト用**



簡便
操作



迅速



自主検査

食品
検査

ふき取り
検査

用途	品名	製品コード [統一製品コード]	包装	希望納入価格	使用期限
特定原材料検出用	FAテスト イムノクロマト-くるみ	08638 [302086382]	10テスト用	¥16,000	製造後6ヵ月
	FAテスト II 抽出用試薬	08627 [302086276]	抽出液A, B, C 各1本	¥10,000	製造後12ヵ月

●遮光下、冷所(2~8°C)保存、禁凍結

製造販売元

島津ダイアグノスティクス 株式会社

お問い合わせ先：カスタマーサポート担当
TEL：03-5846-5707

食品・環境検査の情報Webサイト



COSMOKAI™

<https://industrial-diagnostics.biz.sdc.shimadzu.co.jp/>

皆様の会員登録を
お待ちしております

