



「カシューナッツ」  
表示義務化予定

食物アレルギー検出キット

# FAテスト イムノクロマト-カシューナッツ

食の安全と安心を力強くサポート

## 簡易型迅速検出キット

製造工程における意図しない混入を防止するために、  
製造器具器材の洗浄性を日常的に確認することが重要です  
操作性の良いテストプレートで **見やすく 使いやすく**

20分

### 特長

- **検体希釈液・抽出液の共通使用可能**  
FAテストシリーズの検体希釈液と抽出液は共通使用が可能です。
- **偽陽性・偽陰性・交差反応性が少ない**  
カシューナッツ2Sアルブミンに特異的に反応します。表示義務品目全般および表示推奨品目の木の実類には未反応であり交差反応性が少ないです。
- **加熱・加工の有無によらず、幅広い食品に適用**  
原材料から加工食品まで、加熱・加工等の有無によらず幅広い食品に適用します。



操作性の良いテストプレート

- 見やすく判定しやすい
- 滴下しやすい
- 持ちやすい
- 保管性の良い個包装

### 製品仕様

検出感度：10 ng/mL  
試料中のカシューナッツタンパク質量として2 µg/g(ppm)

特異性：  
日本で入手可能なカシューナッツ全般に反応  
(カシューナッツオイルを除く)

食品  
検査

ふき取り  
検査

簡便  
操作

迅速

自主検査



用途	品名	製品コード [統一商品コード]	包装	有効期間
特定原材料検出用	FAテスト イムノクロマト-カシューナッツ	08643 [302086436]	10テスト用	製造後6カ月 12カ月に延長予定
	FAテストII 抽出用試薬	08627 [302086276]	抽出液A, B, C 各1本	製造後12カ月



価格表はこちら

•遮光下、冷所（2～8℃）保存、禁凍結

製造販売元

島津ダイアグノスティクス 株式会社

お問い合わせ先：カスタマーサポート 担当

TEL：03 (5846) 5707

support@sd.c.shimadzu.co.jp

URL：https://corp.sdc.shimadzu.co.jp/

食品・環境検査の情報Webサイト



COSMOKAI™

https://industrial-diagnostics.biz.sdc.shimadzu.co.jp/

皆様の会員登録を  
お待ちしております

