

株式会社島津理化製 顕微鏡 & デジタルカメラ 期間限定 特別価格

期間：2025年1月16日～
2025年3月25日 受注分まで



さまざまな業界のお客様にお使いいただける顕微鏡、デジタルカメラを幅広いラインナップの中から厳選しました。
この機会にぜひご検討ください。

実体顕微鏡

- 小型で持ち運びが容易なモデル、安定した大型躯体でステージ上の作業が容易なモデル等をラインナップ
- 落射/透過LED照明付き



Cat.No.	114-783	114-794	114-792	114-881
形名	VCT-VBL1e	STC-102	STZ-105	STZ-171-TLED
総合倍率	20×・40×		10～30×	7.5～50×
接眼レンズ	WF10×/20mm			WF10×/23mm
対物レンズ	2× 4×		1～3× ズーム式	0.75～5× ズーム式
作動距離	45mm	68mm		110mm
照明装置	LED 落射/透過/落射+透過	LED 落射(斜め、上方) 透過		LED 落射/透過
大きさ・重さ	W115×D187×H270 mm 約2.5kg	W190×D300×H280mm 約3.6kg		W225×D340×H390mm 約5.5kg
電源	ACアダプタ 充電式	ACアダプタ又はUSB給電 充電式(充電池3本)		ACアダプタ
希望納入価(税抜)	¥27,000	¥58,000	¥81,000	¥213,000
特別価格(税抜)	↓ ¥25,110	↓ ¥53,940	↓ ¥72,900	↓ ¥191,700

生物顕微鏡

- 安定した大型新デザイン躯体採用のモデル
- 高性能なUC PLAN レンズ付き

貸出機もございます
営業担当者か下記
お問い合わせ先まで
お問い合わせください。



Cat.No.	114-996	114-998
形名	Panthera E2	Panthera C2
総合倍率	40 ~ 1000× (オプション: 40 ~ 1500×)	40 ~ 1000× (オプション: 20 ~ 1500×)
接眼レンズ	UF-WF 10×/20mm 視度調整可能	UF-WF 10×/22mm 視度調整可能
対物レンズ	UC PLAN 4× 10× S40× S100×-oil	
対物レボルバ	4穴	5穴
照明装置	LED 6V 1W	LED 6V 3W ハロゲン6V 30W 自動調光機能
大きさ・重さ	W218 × D400 × H400 mm 約7.5kg	W218 × D400 × H400mm 約8.4kg
希望納入価(税抜)	¥263,000	¥381,000
特別価格(税抜)	¥202,510	¥300,990

顕微鏡デジタルカメラ

- 低ノイズ、高い感度、ハイスピード、広いダイナミックレンジを持っており、高速・高精細な画面表示が可能
- 11.6インチ大型モニター付きモデルを選べば、ご利用の顕微鏡をデジタル顕微鏡として使用可能



Cat.No.	115-436	115-453	115-480	115-485
形名	Moticam S1	Moticam S3	Moticam 1080	(モニター付き) BMH-1080M
イメージセンサ	1/3 型相当 sCMOS	1/2.8 型相当 sCMOS	1/2.8" 型 CMOS	
映像出力	USB3.0/3.1		USB2.0/3.0 HDMI SD (SDHC 32GBまで) ※SDカードは別売です	
有効画素数	1280×960 (123万画素)	2048×1536 (314万画素)	USB: 1600×1200 (約200万画素) HDMI & SD: 1920×1080 (約200万画素)	
対応ソフト	Motic Images Plus			
対応OS	Windows 10/11		Windows 10	
モニター	—	—	—	11インチ HDMIモニター
希望納入価(税抜)	¥108,000	¥134,000	¥185,000	¥265,000
特別価格(税抜)	¥97,200	¥120,600	¥166,500	¥238,500

※顕微鏡三眼部へ取り付ける場合は、別途Cマウントアダプタが必要です。

※Moticam 1080、ならびにBMH-1080Mは在庫限りとなっているため、在庫が無くなり次第終了となります。

株式会社島津理化
顕微鏡の総合カタログは
こちらからご確認ください。




販売元 **島津ダイアグノスティクス 株式会社**

お問い合わせ: カスタマーサポート担当 TEL: 03(5846)5707
E-mail: support@sdcs.shimadzu.co.jp

■ お問合せ、お見積のご依頼

食品・環境検査の情報Webサイト



皆様の会員登録を
お待ちしております



<https://industrial-diagnostics.biz.sdc.shimadzu.co.jp/>