

■ 食品・環境検査に必要な器材



		はかり/ダイユーター	滅菌はさみ/ピンセット	希釈水	ホモジナイザ	ホモジナイズバック/検体採取容器	ふき取りキット/ふき取り棒	ファンネル/ろ過装置	コンパクトドライ	希釈水	滅菌ピペット/スポイト	メンブランフィルター	インキュベーター	マーカーペン	バックライト	コロニーカウンター	オートクレーブ/滅菌バック
食品検査	固形の検体	●	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●
	液状の検体 (直接接種)								●	●	●		●	●	●	●	●
	液状の検体 (ろ過する検体)					●	●	●			●	●	●	●	●	●	●
環境検査	落下菌								●	●	●		●	●	●	●	●
	ふき取り						●		●	●	●		●	●	●	●	●