

2025年4月作成

研究用試薬

微生物・細胞破碎用ビーズ充填チューブ

# 破碎ビーズ

取扱説明書

製品コード	69247
包装量	50本
貯法	室温
有効期間	2年

## 1. 概要

本製品は BactFinder™ および FungiFinder™ の前処理工程で使用する、サンプル破碎用のビーズ充填済みチューブです。本製品にサンプルを入れ、破碎装置で振とうすることで、サンプル中の微生物を効率よく破碎します。

## 2. キット内容（50回分）

- ・ビーズ充填チューブ 50本
- ・取扱説明書（本書） 1部

## 3. 使用方法

酵素処理後のサンプルをビーズ充填チューブに入れ、キャップをしっかりと閉めて破碎します。詳しくは BactFinder™ および FungiFinder™ のプロトコルを参考にしてください。

## 4. 注意事項

- ・細胞破碎専用装置等で極めて強い振とうを与えると、チューブが破損する恐れがあります。
- ・チューブの破損、異物混入等が認められたものは使用しないでください。

販売元 **島津ダイアグノスティクス株式会社**  
東京都台東区上野 3-24-6 〒110-0005 TEL 03(5846)5611 (代)

製造元 **エーエムアール株式会社**  
岐阜県岐阜市大学北 2-210-1 〒501-1111 TEL 058(293)0610