

食物アレルギー 簡易迅速検査キット

FASTKIT スリムⅡシリーズ

食品検査や製造工程等の環境検査に



卵

牛乳

小麦

そば

落花生

甲殻類

くるみ

カシューナッツ

大豆

簡便

試料溶液を滴下し、ラインの有無を目視確認するだけ

迅速

試料溶液滴下後、15分後で判定可能

原材料や製品中、洗浄後の製造ラインのアレルゲンを イムノクロマト法で簡易・迅速に

卵

牛乳

小麦

そば

落花生

甲殻類

くるみ

カシューナッツ

大豆

特長

- ・食品の加熱の有無を問わず、対応可能
- ・加熱不要の抽出操作
- ・製造・調理現場でのふき取り検査に最適
- ・簡便に、短時間で検査可能



試験方法



FASTKIT スリムIIシリーズ

品名	製品コード	統一商品コード	包装
FASTKIT スリムII 卵	08872	302088720	20回用
FASTKIT スリムII 牛乳	08873	302088737	20回用
FASTKIT スリムII 小麦	08874	302088744	20回用
FASTKIT スリムII そば	08875	302088751	20回用
FASTKIT スリムII 落花生	08876	302088768	20回用
FASTKIT スリムII 甲殻類	08878	302088782	20回用
FASTKIT スリムII くるみ	08879	302088799	20回用
FASTKIT スリムII カシューナッツ	08880	302088805	20回用
FASTKIT スリムII 大豆	08877	302088775	20回用

●遮光下、冷所(2~8℃)保存、禁凍結

価格表はこちら



キット内容



テストストリップ
..... 1テスト×20包装
希釈用緩衝液
..... 50 mL×1本
濃縮抽出用緩衝液(10倍濃縮液)
..... 100 mL×1本
取扱説明書
..... 1部



取扱上の注意

本キットをご使用になる際には、必ず取扱説明書をお読みください。本キットは食品中の食物アレルギーを検出するための試薬であり、食物アレルギー発症の有無を診断する試薬ではありません。本キットによる検出結果とアレルギー症状の発症との相関性については確認されておりません。特定原材料の有無については、本キットの結果だけでなく、原材料や製造記録の確認等、他の方法と併せて総合的に判断してください。本キットでは、食物アレルギーの含有量の確認はできません。陽性の場合には、エライザ法にて含有量を確認してください。

販売元
島津ダイアグノスティクス 株式会社
お問い合わせ先：カスタマーサポート 担当
E-mail: support@sdc.shimadzu.co.jp
TEL: 03 (5846) 5707
URL: https://corp.sdc.shimadzu.co.jp/

製造元
日本ハム株式会社
お問い合わせ先
日本ハム株式会社 中央研究所
TEL: 029 (847) 7825
E-mail: nh.kit@nipponham.co.jp

食品・環境検査の情報Webサイト

COSMOKAI™

皆様の会員登録をお待ちしております
https://industrial-diagnostics.biz.sdc.shimadzu.co.jp/

